

Catálogo de produtos Cura en ambiente húmido

FAMILIA	IMAXE	Nome comercial Medidas Custo unidade	Características	Código SERGAS Denominación LOGAS	
PEL		Corpitol 20 ml 0,98 €	Indicados en úlceras por presión LUPP (Prevención e tratamento na categoría I). Aplicar 2-3 veces ao día, estendendo suavemente, sen masaxear nin presionar.	009860 Ácido graxo hiperosenado 20 ml	
		Corpitol 50 ml 2,19 €	Melloran a hidratación e evitan a sequedade da pel aumentando a súa resistencia ao rozamento. Facilitan a renovación celular epidérmica. Mantéñen o nivel de oxixenación dos tecidos de apoio, aumentando a microcirculación.	049027 Ácido graxo hiperosenado 50 ml	
		Cavilon 28 ml 7,92 €	Indicado para protexer a pel íntegra ou danada por irritantes (fluidos corporais) e/ou adhesivos. Aplicar cada 24-72 horas, sen necesidade de retirar o produto aplicado anteriormente. Favorece a adhesividade de apósitos, protexendo a pel. Non contén alcol, substancias irritantes nin citotóxicas. Non aplicar sobre áreas de pel con infección (micose, por exemplo).	034558 Película barreira de protección en vaporizador 28 ml	
CREMA BARREIRA		Conveen Protect 100 g 3,06 €	Indicada en tratamento de lesións cutáneas asociadas á humidade e protección da pel perilesional, radiodermite... Aplicar unha capa fina e deixar absorber. Retirar empregando solucións oleosas (vaselina, aceite de amendoas, oliva, xirasol...) Protexe a pel contra a incontinencia urinaria e/ou fecal, preven a maceración e a irritación cutánea.	043993 Crema barreira de protección 100 g	
APÓSITOS PRIMARIOS	HIDROXEL		Colocar sen sobresaír dos bordos da ferida. En cavidades rechenar ata o 50% do seu volume. Achega humidade ao leito da ferida. Non usar en feridas exsudativas. Favorece o desbridamento autolítico.	025655 Hidrogel Envase 15 g	
	FIBRAS		Melgisorb Plus 10 x 10 cm 0,91 €	Alta absorción e retención do exsudado, mesmo baixo presión. Mantéñen a humidade na lesión. Pódense usar en feridas infectadas (minimizan a colonización bacteriana no leito das feridas). Favorecen o desbridamento autolítico, a cicatrización e o confort.	025653 Apósito de alxinato de calcio 10 x 10 cm
			Aquacel Extra 10 x 10 cm 1,93 €	En cavidades, encher ata ocupar o 75% do seu volume.	009917 Apósito hidrocoloide n/adhesivo 10 x 10 cm
			Aquacel Extra 15 x 15 cm 3,49 €	Non humedecer o apósito previamente á súa colocación.	025668 Apósito hidrocoloide n/adhesivo 15 x 15 cm
			Aquacel 2 x 45 cm 1,64 €		025669 Apósito hidrocoloide n/adhesivo cinta 2 x 45 cm
			UrgoClean 10 x 10 cm 2,86 €	Indicado unicamente para desbridamento en feridas fibrinosas de elevado exsudado.	073112 Apósito fibras de poliacrilato 10 x 10 cm
	MALLAS OU INTERFASES		Urgotul 10 x 12 cm 0,91 €	Favorece o desbridamento, a cicatrización e o confort. Reducen a dor e as adherencias. Non se recomentan en feridas infectadas.	055286 Apósito líquido coloiide flexible 10 x 12 cm
		Mepitel One 9 x 10 cm 3,25 €	Non interfere con outros tratamentos. Favorece a epitelización.	051119 Apósito lámina silicona 9 x 10 cm	
	BIOACTIVO		Trionic 9,5 x 9,5 cm 2,70 €	Utilizar só en feridas con atraso na cicatrización non xustificadas por outras causas. Non utilizar en feridas infectadas. Colocar sen sobresaír dos bordos da ferida.	022928 Apósito bioactivo con carga iónica 9,5 x 9,5 cm
	INHIBIDOR MMPs		UrgoStart Contact 5 x 7 cm 5,43 €	Utilizar só en feridas con atraso na cicatrización por acción das metaloproteasas de matriz (MMP), unha vez descartadas outras causas. Non utilizar en feridas infectadas.	089519 Apósito inhibidor de metaloproteasas de matriz 5 x 7 cm
APÓSITOS SECUNDARIOS	PRATAS		Vliwaktiv Ag 6,5 x 10 cm 1,84 €	Indicado en feridas fedorentas. Debe humedecerse con soro fisiolóxico ou auga se hai pouco exsudado. Deben utilizarse só en feridas infectadas ou criticamente colonizadas. Reavaliar a súa necesidade despois de 15 días de utilización. Indicados para reducir a carga bacteriana, diminuíndo a dor e o mal olor. Non utilizar en caso de hipersensibilidade, nin en pacientes que se vaian someter a resonancia magnética nuclear. Non se deben empregar conxuntamente con antisépticos, ou produtos enzimáticos (colaxenasas).	089474 Apósito de carbón e prata 6,5 x 10 cm
			Atrauman Ag 10 x 10 cm 1,10 €		021825 Apósito de prata en malia 10 x 10 cm
			Aquacel Ag+ Extra 10 x 10 cm 1,98 €		033748 Apósito de prata de alta absorción 10 x 10 cm
			Aquacel Ag+ Extra 15 x 15 cm 4,29 €		033749 Apósito de prata de alta absorción 15 x 15 cm
			Aquacel Ag+ 2 x 45 cm 2,20 €		046814 Apósito hidrocoloide n/adhesivo c/prata cinta 2 x 45 cm
	COMBINADOS		Aquacel Foam Adhesivo 12,5 x 12,5 cm 2,31 €	Alta absorción e retención do exsudado incluso baixo presión. Pola súa composición substitúen o uso combinado doutros apósitos. Aplicar sobresaíndo 2-3 cm dos bordos da lesión, sobre pel íntegra.	068676 Apósito combinado adhesivo 12,5 x 12,5 cm
			Aquacel Foam Adhesivo 17,5 x 17,5 cm 3,30 €		089518 Apósito combinado adhesivo 17,5 x 17,5 cm
			Aquacel Foam No Adhesivo 15 x 15 cm 2,74 €		089520 Apósito combinado n/adhesivo 15 x 15 cm
			Aquacel Ag Foam Adhesivo 10 x 10 cm 1,87 €	Deben utilizarse só en feridas infectadas ou criticamente colonizadas. Reavaliar a súa necesidade despois de 15 días de inicio do tratamento. Diminúen a dor e mal olor ao reducir a carga bacteriana. Non utilizar en caso de hipersensibilidade, nin en pacientes que se vaian someter a resonancia magnética nuclear. Non se deben empregar conxuntamente con antisépticos, ou produtos enzimáticos (colaxenasas).	089486 Apósito espuma de poliuretano de baixa adherencia c/prata 10 x 10 cm
			Aquacel Ag Foam Adhesivo 17,5 x 17,5 cm 3,85 €		089487 Apósito espuma de poliuretano de baixa adherencia c/prata 17,5 x 17,5 cm

TIPO DE TECIDO NO LEITO DA FERIDA

Necrótico

Esfacelar

C. Crítica / Infección

Granulación

Epitelial

Íntegro / Eritema

Lesión por humidade

Pel íntegra

Límite de días de permanencia

Pode recortarse

Precisa de suxeición

Cantidade de exsudado

Non pode Non precisa Non ten

A destacar

APÓSITOS SECUNDARIOS

